

TRAGBARER PATIENTEN MONITOR POX 3

**Hochwertiges High-End Gerät zum Top-Preis in elegantem Design.
Geeignet für den Einsatz im Krankenhaus, in der Praxis und für unterwegs.**

PATIENTEN MONITOR POX 3
Die High-End Variante in elegantem Design

Dieser fortschrittliche Patienten-Monitor bietet schnelle und zuverlässige **SpO2, Pulsrate und EKG** mit Wellenlängen und Tendenz-Anzeige an. Das Warnungssystem für NIBP, Zeitsekretär und EKG macht es leicht, einen Patienten zu kontrollieren. Seine eingebaute Batterie hält mehr als 3 Stunden und macht diesen Puls-Oximeter zur ersten Wahl für das **Krankenhaus** und (optional) zur **Übertragung im Krankenwagen**.

Pox 3 ist ein Patientenmonitor für einen Einzelarbeitsplatz, der sich besonders in beengten räumlichen Verhältnissen wie OP oder Neonatologie bewährt hat. Der Pox 3 bietet einen umfassenden Blick auf den Status Ihres Patienten – direkt im hochakuten Behandlungsbereich: Auf den Feldern des Bildschirms werden sowohl erweiterte Monitoringfunktionen je nach klinischem Umfeld als auch Vitalfunktionen und fortlaufende Trendentwicklungen in Echtzeit dargestellt. Der Pox 3 ermöglicht schnelle und fundierte Entscheidungen, da er alle relevanten Patientendaten gleichzeitig anzeigt – auf einen Blick, auf einem Bildschirm – und das ohne störende Pop-up-Fenster oder andere Hindernisse.

Lieferumfang:

- ▶ Patienten Monitor Pox 3
- ▶ Wiederverwendbare Sonde (für Erwachsene)
- ▶ Handbuch
- ▶ EKG-Kabel
- ▶ 10 Elektroden für EKG
- ▶ NIBP-Manschette
- ▶ Verlängerungskabel

*Preis zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten.
Es gelten unsere AGB. Druck und Fehler vorbehalten.

Auch für die Tiermedizin erhältlich.

Patienten Monitor Pox 3:*
1.299,- Euro

2 Jahre Gewährleistung

Hochwertiges und elegantes **Design!**

Spezifikationen:

- ▶ Display: Mono Graphic LCD, 240 x 64 pixel
- ▶ Größe: 85mm(H) x 245mm(B) x 84mm(T) ▶ Gewicht: 1300 g
- ▶ Wellenform: EKG ▶ Anzeige: Netzstrom oder Batterie
- ▶ Daten: SpO2, HR, PR, SYS, DIA, MEAN, TEMP, PI, Zeit, Batterie-Status, Alarmstatus, EKG-Kanal, Alarmton, Trend
- ▶ Speicher: 10 Tage bei 10 Sekunden-Intervall
- ▶ Anzeige: Tabellarisch
- ▶ Interface: S/W Upgrade: RS-232

EKG-Funktionen (3-Kanal)

- ▶ Anzeige-Empfindlichkeit: 10 mm/mV $\pm 10\%$
- ▶ Gain Selection: x0.25, x0.5, x1, x2
- ▶ Frequenzgang: 0.5-35 Hz
- ▶ Durchlaufgeschwindigkeit: 25 mm/sec, 50 mm/sec
- ▶ Herzschrittmarker-Erkennung
- ▶ Herzfrequenzbereich: 0-300 bpm
- ▶ Herzfrequenzbereich Genauigkeit: $\pm 3\%$ or ± 3 bpm


SpO2-Oxymetrie

- ▶ Puls Oximetrie (SpO2) Mess-Spektrum: 0 bis 100%
- ▶ Pulsrate: 15 bis 300 bpm
- ▶ Genauigkeit: SpO2 70 bis 100% $\pm 2\%$, 0 bis 69% - nicht spezifiziert
- ▶ Pulsrate 15 bis 300 bpm ± 3 bpm

NIBP-Technik

- ▶ Oszillometrisch ▶ Blutdruckbereich: 0-280 mmHg ▶ Pulsmessbereich: 40-240bpm
- ▶ MESSBEREICHE: Erwachsene: systolisch 30-270 mmHg ▶ diastolisch 10-220 mmHg
- ▶ Neonatal: systolisch 30-135 mmHg ▶ diastolisch 10-110 mmHg

Alarm: Audio und visueller Alarm, Batteriestatus, EKG aus, SpO2 aus, Ruhezustand



Spezifikationen & Info:
www.microboss.de

Genekam 
Biotechnology AG

Dammstraße 31-33
47119 Duisburg, Deutschland
Telefon +49 [203] 55 58 58-31
Telefax +49 [203] 35 82 99
E-Mail: anfrage@genekam.de
Website: www.genekam.de

BESTELLUNG

Name, Vorname _____	
Straße _____	PLZ/Ort _____
Telefon _____	E-Mail _____
<input checked="" type="checkbox"/> Bitte ankreuzen: <input type="checkbox"/> POX 3	
Datum/Unterschrift _____	

Wenn Sie keine Informationen mehr per Fax wünschen, senden Sie uns bitte eine Mail.