

Puls-Oximeter TOP PREIS

Tragbare Puls-Oximeter für Kinder und Erwachsene

In der Medizin ist die Sauerstoffsättigung eine wichtige Richtgröße bei künstlichen Beatmungen; sie wird bei Intensiv- und Notfallpatienten sowie im Operationssaal routinemäßig überwacht. Dies geschieht mit Hilfe des so genannten **Puls-Oximeters** in Form eines Clips, der über einen Fingernagel geklemmt wird. Das durch den Herzschlag verursachte **Pulsieren der Blutgefäße** kann ebenfalls gemessen und angezeigt werden. Bei den meisten Geräten lassen sich auch Grenzwerte einstellen, bei deren Erreichen ein Alarm ausgelöst wird, was besonders für den Einsatz auf einer Intensivstation wichtig ist. Ein Pulsoximeter sollte zur Standardausrüstung jedes Arztes (inkl. Zahnärzte etc.) gehören.

Puls-Oximeter Pox 2K OLED Farbe: *
105,- Euro (mit Alarm und PI)



1. Puls-Oximeter FÜR KINDER

FINGERTIP PULS OXIMETER FÜR UNTERWEGS

Das Fingerspitzenoximeter misst in wenigen Sekunden den Herzschlag und die Sauerstoffsättigung im Blut (SpO₂, Pulsrate). Das Gerät ist sehr handlich und leicht anzuwenden. Anwendungsbereich: Geeignet für Krankenhäuser, Arztpraxen, medizinische Einrichtungen und für privat.

Eigenschaften

- ▶ Sparfunktion (schaltet nach 8 Sekunden automatisch ab)
- ▶ Histogramm der Pulsrate und Waveform des Plethysmographen
- ▶ Batteriebetrieben ▶ Sehr leicht (45 g) ▶ Alarmfunktion (optisch und akustisch) für Puls und SpO₂
- ▶ Anzeigemodus: heller OLED Screen
- ▶ SpO₂-Anzeige: 70%~99%
- ▶ Puls Anzeige: 30 bpm~240 bpm
- ▶ Puls Intensivität-Anzeige (PI): 0,2%~20%
- ▶ Leistungsbedarf: 3,6 V Knopfzelle
- ▶ Auflösung: SpO₂: ± 1% SpO₂ / Puls: ± 1 bpm
- ▶ Maße: 56mm (L) x 47mm (B) x 32mm(H)
- ▶ Gewicht: 45 g (mit Batterie)

Lieferumfang

- ▶ Fingertip Oximeter ▶ Tasche ▶ Batterien
- ▶ Bedienungsanleitung ▶ Certificate of Quality

Bestellte Menge:

Puls-Oximeter Pox 2 (Farbe): *
109,- Euro (mit Alarm und PI)

Bestellte Menge:



Gewicht:
nur 40 g

2. Puls-Oximeter POX 2 (ADVANCED VERSION)

FINGERTIP PULS OXIMETER FÜR UNTERWEGS

Das Farbdisplay-Oximeter kann SpO₂, Pulsrate, Pulsintensität, Perfusionsindex sowie Plethymograph anzeigen und verfügt über 5 verschiedene Darstellungsmöglichkeiten im OLED Screen.

Anwendungsbereich: Geeignet für Krankenhäuser, Arztpraxen, medizinische Einrichtungen, Sportler und für privat.

Eigenschaften

- ▶ Sparfunktion (schaltet nach 8 Sekunden automatisch ab)
- ▶ Histogramm der Pulsrate und Waveform des Plethysmographen
- ▶ Batteriebetrieben ▶ Sehr leicht (40 g) ▶ Alarmfunktion

Spezifikationen

- ▶ Anzeigemodus: heller OLED Screen
- ▶ SpO₂-Anzeige: 70%~99%
- ▶ Puls Anzeige: 30 bpm~240 bpm
- ▶ Puls Intensivität-Anzeige: 16 Segment Balken
- ▶ Leistungsbedarf: 1.5 V AAA alkalische Batterien
- ▶ Auflösung: SpO₂: ± 1% SpO₂ / Puls: ± 1 bpm
- ▶ Maße: 66mm (L) x 36mm (B) x 33mm(H)
- ▶ Gewicht: 40 g (ohne Batterien)

Lieferumfang

- ▶ Fingertip Oximeter ▶ Tasche ▶ Batterien
- ▶ Bedienungsanleitung ▶ Certificate of Quality



*Preis zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten. Es gelten unsere AGB. Druckfehler vorbehalten. 2 Jahre Gewährleistung.

>>> Weitere Produkte (Infrarot-LCD-Stirnthermometer: 29 Euro | Infrarot-LCD-Ohrenthermometer: 29 Euro):

1. Tragbares Handheldpulsoximeter (großes LCD-Display, leicht, Datenspeicher, Alarmfunktion): 299 Euro | 2. Handgelenk-Pulsoximeter (USB) mit OLD-Farbdisplay, sehr leicht (80g), Histogramm der Pulsrate/Waveform des Plethysmographen, Speicher für 72 Stunden Langzeitüberwachung, Batteriebetrieben, automatischer Messungsstart sobald der Finger im Sensor liegt, zeigt SpO₂, Pulsfrequenz & Perfusionsindex, Alarmfunktion & Software für die Weiterverarbeitung der Werte ab 299 Euro | 3. Fetaldoppler mit LCD: ab 79 Euro | 4. tragbares EKG (ein Kanal) mit großem LCD, Software: 249 Euro

>>> weitere Informationen unter www.microboss.de

Genekam
Biotechnology AG

Dammstraße 31-33
47119 Duisburg, Deutschland
Telefon +49 [203] 55 58 58-31
Telefax +49 [203] 35 82 99
E-Mail: anfrage@genekam.de
Website: www.genekam.de
www.wirtschaftsklarheit.de

BESTELLSCHEIN (SCHRIFTLICHE BESTELLUNG ERFORDERLICH)

Name, Vorname/Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort/Land _____

Telefon (für eventuelle Rückfragen) _____

E-Mail _____



Bitte ankreuzen:

Pox 2K (105 Euro) Pox 2 (109 Euro)

Datum, Unterschrift _____

Wenn Sie keine Informationen mehr per Fax wünschen, senden Sie uns bitte eine Mail.