

# PULS-OXIMETER POX1+2+3PLUS

## PREISSENKUNG mit mehr Leistung : Tragbare Puls-Oximeter

In der Medizin ist die Sauerstoffsättigung eine wichtige Richtgröße bei künstlichen Beatmungen; sie wird bei Intensiv- und Notfallpatienten sowie im Operationssaal routinemäßig überwacht. Dies geschieht mit Hilfe des so genannten **Puls-Oximeters** in Form eines Clips, der über einen Fingernagel geklemmt wird. Das durch den Herzschlag verursachte **Pulsieren der Blutgefäße** kann ebenfalls gemessen und angezeigt werden. Bei den meisten Geräten lassen sich auch Grenzwerte einstellen, bei deren Erreichen ein Alarm ausgelöst wird, was besonders für den Einsatz auf einer Intensivstation wichtig ist. Ein Pulsoximeter sollte zur Standardausrüstung jedes Arztes (inkl. Zahnärzte etc.) gehören.



Gewicht:  
nur 40 g

Puls-Oximeter Pox 2 (Farbe):\*  
**79,- Euro** (ab 10 Stück: 69,-)

### 2. Puls-Oximeter POX 2 (ADVANCED VERSION)

#### FINGERTIP PULS OXIMETER FÜR UNTERWEGS

Das Farbdisplay-Oximeter kann SpO<sub>2</sub>, Pulsrate, Pulsintensität, Perfusionsindex sowie Plethymograph anzeigen und verfügt über 5 verschiedene Darstellungsmöglichkeiten im OLED Screen.

Anwendungsbereich: Geeignet für Krankenhäuser, Arztpraxen, medizinische Einrichtungen, Sportler und für privat.

#### Eigenschaften

- ▶ Sparfunktion (schaltet nach 8 Sekunden automatisch ab)
- ▶ Histogramm der Pulsrate und Waveform des Plethysmographen
- ▶ Batteriedauer von 30 Stunden ▶ Sehr leicht (40 g)

#### Spezifikationen

- ▶ Anzeigemodus: heller OLED Screen
- ▶ SpO<sub>2</sub>-Anzeige: 70 bis 99% ± 2 Stellen
- ▶ Puls Anzeige: 30 bpm~250 bpm
- ▶ Puls Intensität-Anzeige: 16 Segment Balken
- ▶ Leistungsbedarf: 1.5 V AAA alkalische Batterien
- ▶ Auflösung: SpO<sub>2</sub>: ± 1% SpO<sub>2</sub> / Puls: ± 1 bpm
- ▶ Maße: 66mm (L) x 36mm (B) x 33mm(H)
- ▶ Gewicht: 40 g (ohne Batterien)

#### Lieferumfang

- ▶ Fingertip Oximeter ▶ Batterien ▶ Bedienungsanleitung



NEU !



Puls-Oximeter Pox 3 PLUS:\*  
**119,- Euro** (ab 10 Stück: 109,-)  
(mit USB + Software + On-Board Speicher + internem Akku !)

### 2. Puls-Oximeter POX 3 PLUS (PROFI VERSION)

#### PULSOXIMETER MIT AKKU FÜR UNTERWEGS

Das Farbdisplay-Oximeter kann SpO<sub>2</sub>, Pulsrate, Pulsintensität, Perfusionsindex sowie Plethymograph anzeigen und verfügt über 4 verschiedene Darstellungsmöglichkeiten im OLED Screen.

Verfügt über USB Anschluss und On-Board-Memory mit der Sie ihre Ergebnisse 30 Stunden im Gerät speichern können. Mit der Software können Sie die Ergebnisse auswerten und z.B. per Email an andere geben, drucken usw. Incl. wiederaufladbarem Akku !

#### Eigenschaften

- ▶ Sparfunktion (schaltet nach 4 Sekunden automatisch ab)
- ▶ Histogramm der Pulsrate und Waveform des Plethysmographen
- ▶ Batteriedauer von 30 Stunden ▶ keine Batterien nötig !

#### Spezifikationen

- ▶ Anzeigemodus: heller OLED Screen
- ▶ Displayauflösung: 160 x 128 Pixel, 256k Farben
- ▶ SpO<sub>2</sub>-Anzeige: 35 bis 99% ± 2 Stellen
- ▶ Puls Anzeige: 30 bpm~255 bpm
- ▶ Puls Intensität-Anzeige: 16 Segment Balken
- ▶ Auflösung: SpO<sub>2</sub>: ± 1% SpO<sub>2</sub> / Puls: ± 1 bpm
- ▶ Maße: 58mm (L) x 33mm (B) x 31mm(H)
- ▶ Gewicht: 46 g

#### Lieferumfang

- ▶ Fingertip Oximeter ▶ Kabel ▶ Software ▶ Anleitung

\*Preise zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten. Es gelten unsere AGB. Druckfehler vorbehalten. 2 Jahre Gewährleistung. Infos: [www.microboss.de](http://www.microboss.de)  
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen vereinzelt abweichen können.

### Preisgünstige Version - POX 1 für nur 45 Euro (ab 10 Stück: 39,-) !\*

Hierbei handelt es sich um eine preisgünstige Version des Fingertip-Pulsoximeters (Abbildung ähnlich wie POX2), die sich jeder leisten kann. Geeignet für Patienten oder auch Sportler, die ihre Werte gelegentlich feststellen wollen. Zum Dauereinsatz in der Arztpraxis empfehlen wir POX2 und POX 3.

- Spezifikationen :** ▶ Display in schwarz/weiß ▶ SpO<sub>2</sub>-Anzeige: 70 bis 99% ± 2 Stellen ▶ Puls Anzeige: 30 bpm~250 bpm  
▶ Leistungsbedarf: 1.5 V AAA Batterien ▶ Maße: 66mm (L) x 36mm (B) x 33mm(H) ▶ Gewicht: 40 g (ohne Batterien)

### Fetal Doppler Babysound - hören Sie die Herztöne Ihres Fötus während der Schwangerschaft für nur 23 Euro !\*

Das beste Weihnachtsgeschenk für die werdende Mutter. Bietet die Möglichkeit Herztöne und Bewegungen von Ihrem Liebling zu hören.

**Genekam**  
Biotechnology AG

Dammstraße 31-33  
47119 Duisburg, Deutschland  
Telefon +49 [203] 55 58 58-31  
Telefax +49 [203] 35 82 99  
E-Mail: [anfrage@genekam.de](mailto:anfrage@genekam.de)  
Website: [www.genekam.de](http://www.genekam.de)  
[www.wirtschaftenklarheit.de](http://www.wirtschaftenklarheit.de)

## BESTELLSCHEIN (SCHRIFTLICHE BESTELLUNG ERFORDERLICH)

Name, Vorname/Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon (für eventuelle Rückfragen)

E-Mail



Bitte ankreuzen:

Pox 1

Pox 2 (Farbe)

Pox 3 (USB+Speicher)

Fetal Doppler

Datum, Unterschrift

Wenn Sie keine Informationen mehr wünschen, senden Sie uns bitte eine Mail.