

DIGITAL ULTRASCHALL SCANNER 3000 HUMAN

PalmSmart 3000 ist das neueste Modell mit einem Gewicht von nur 1,3 Kilo. Es besticht durch seine klare und deutliche Bildqualität.

Digitales tragbares Ultraschallgerät PalmSmart 3000 HUMAN

GRUNDZÜGE:

Die austauschbaren Sonden bieten einen weiten Bereich an diagnostischen Einsatzmöglichkeiten z.B. Untersuchung des Unterleibs, Gynäkologie, Urologie, Kardiologie, Weichteil-Untersuchung usw. Dieser Scanner ist eine kostengünstige Lösung zum Beispiel für Hausärzte. Das vielseitige Programm und die hohe Einsatzflexibilität sind in diesem Gerät vereint. Durch eine USB 2.0-Schnittstelle kann das Gerät außerdem an jeden herkömmlichen PC angeschlossen werden. Die Ergebnisse können per E-Mail verschickt oder ausgedruckt werden. Optional kann das Gerät im Fahrzeug aufgeladen werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- ▶ Scan-Methode: Konvex, Linear
- ▶ Anzeigart: B, B+B, B+M, M, 4b
- ▶ 256 Graustufen
- ▶ Monitor: 6.4 Zoll TFT LCD
- ▶ Bildprozessor: DFS, DRF, RDA, VGA/DSC, Post Procession
- ▶ 32 Rahmen für Filmspeicher (permanent)
- ▶ 819 Cine-Loops
- ▶ Bildwandlung: oben/unten, links/rechts, schwarz/weiß
- ▶ Zoom: Echtzeit oder fixiert
- ▶ 15 verschiedene *body marks* mit Abweichungszirkeln
- ▶ Messung in Abstand, Umfang/Feld, Zeit/Herz, Rate/EF Rate für Herz, sowie BPD, GS, CRL, HC, FL, EDD, GA, FW, AC
- ▶ Charakteritika-Darstellung in Echtzeit, ID, Geschlecht, Alter, Fokussierungsinfo
- ▶ Kommentare: Datum, Zeit, Name, Geschlecht, Alter, untersuchender Doktor, Klinik/Praxis, Anmerkungen
- ▶ PAL-D Ausgang
- ▶ USB 2.0
- ▶ Anschluss für Maus

EXZELLENTER BILDQUALITÄT:

- ▶ Digitaltechnologie mit erweitertem Bildprozessor.
- ▶ **USB 2.0** Echtzeit Hinaufladen zum PC/Laptop
- ▶ automatische Sondereerkennung
- ▶ Gamma Korrektur und Histogramm



- ▶ **Sonde:**
40R/3.5 MHz Konvex
- ▶ **Standard Konfiguration** (Auslieferungszustand):
Hauptgerät + 6.5 MHz Konvex Sonde

OPTIONEN (einzeln erweiterbar)

- ▶ 7.5 MHz Endorektal Linear Sonde
- ▶ 7.5 MHz Linear Sonde
- ▶ 20R/5.0 MHz Mikro-Konvex
- ▶ Video Drucker
- ▶ Extra Batterien
- ▶ Ladegerät für Fahrzeug

- ⊕ Tragbar
- ⊕ USB 2.0



PalmSmart 3000 HUMAN
Preis: **5.199,- Euro***

Spezifikation & Info:
www.microboss.de

* Preis zzgl. Mehrwertsteuer und Versand. Es gelten unsere AGB. Druckfehler und Preisirrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten.

Genekam 
Biotechnology AG

Dammstraße 31-33
47119 Duisburg
Deutschland

Telefon +49 [203] 55 58 58-31
Telefax +49 [203] 35 82 99
E-Mail: anfrage@genekam.de
Website: www.genekam.de

BESTELLUNG

Name, Vorname _____	
Straße _____	PLZ/Ort _____
Telefon _____	E-Mail _____
<input checked="" type="checkbox"/> Bitte ankreuzen: <input type="checkbox"/> ULTRASCHALL 3000 HUMAN	Datum/Unterschrift _____

Wenn Sie keine Informationen mehr per Fax wünschen, senden Sie uns bitte eine Mail.